


鼠抗双氟沙星类单克隆抗体(双氟沙星类抗原)

摘要

双氟沙星为类白色或淡黄色结晶粉末，无臭，微苦,有引湿性。在水中微溶,在乙醇中极微溶。



鼠抗双氟沙星类单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗双氟沙星类单克隆抗体

英文名称：Anti-Difluoroxacin monoclonal antibody

抗体货号：ml109204

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgD

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀：0.25ppb (μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

关联产品：**双氟沙星类抗原**

双氟沙星类抗原参数

中文名称：双氟沙星类抗原

英文名称：Difluoroxacin holoantigen

抗原货号：ml300672

蛋白载体：BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

www.mlbio.cn

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL： 2881505699@qq.com