


## 鼠抗阿维菌素单克隆抗体(阿维菌素抗原)

### 摘要

阿维菌素对革兰氏阳性菌作用较强，对厌氧菌效果较好。



### 鼠抗阿维菌素单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗阿维菌素单克隆抗体

英文名称：Anti-Abamectin monoclonal antibody

抗体货号： ml300707

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC<sub>50</sub> : 1ppb (μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **阿维菌素抗原**

### **阿维菌素抗原参数**

中文名称： 阿维菌素抗原

英文名称： Abamectin holoantigen

抗原货号： ml109106

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

免疫层析效价：1:40 以上，偶联比大于 1:60



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话： 4008-898-798**

**传 真： 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**