


## 鼠抗罗丹明 B 单克隆抗体(罗丹明 B 抗原)

### 摘要

罗丹明 B: 红棕色粉末, 溶于水, 溶于乙醇, 参考浓度 1mg/ml。通过细胞膜的选择性染色活细胞线粒体的荧光染料, 呈黄绿色荧光, 广泛用作检测线粒体膜电位, 也常用于细胞凋亡检测。



### 鼠抗罗丹明 B 单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗罗丹明 B 单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-rhodamine B monoclonal antibody

抗体货号：ml300695

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC<sub>50</sub>： 0.25ppb (μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **罗丹明 B 抗原**

### **罗丹明 B 抗原参数**

中文名称： 罗丹明 B 抗原

英文名称： Rhodamine B whole antigen

抗原货号： ml300697

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址:** 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

**电 话:** 4008-898-798

**传 真:** 021-66980655

**E-MAIL:** 2881505699@qq.com